

S08 · Ossigeno secondo il diagramma AREU

Fermati alla prima risposta «sì»: 1. **Shock · CO · annegamento · decompressione · ipotermia?** → reservoir **10-15 l/min**, con qualunque SpO₂ 2. **SpO₂ sotto 85%?** → reservoir **10-15 l/min** 3. **Dispnea o SpO₂ sotto 94%?** No → niente ossigeno, monitora. Sì → **BPCO nota? vai al 4.** Altrimenti maschera semplice **4 l/min**, fino a **8**; non basta → reservoir da **10**, fino a **15**. Obiettivo **94-98%** 4. **BPCO nota:** ossigeno se peggiora o SpO₂ sotto 88% · i suoi occhialini fino a **5 l/min** · obiettivo **88-92%** · sopra 92% **riduci**

- Occhialini 1-5 · maschera semplice 4-8 · reservoir 10-15 l/min
- Reservoir **gonfio** prima di appoggiarlo · **mai annodato**
- Nel CO il saturimetro **mente**: alti flussi comunque
- Bambino: segni respiratori, SpO₂ sotto 94%, coscienza alterata o dopo una convulsione → alti flussi, obiettivo 94-98%; se compensa, solo se lo accetta
- Comunica SpO₂ **in aria e in ossigeno**, presidio e litri

